

＜採尿バッグの使い方＞

1. 付け方




①会陰部・外陰部を湿らせたガーゼなどできれいに拭き取り、乾燥させてください。



②採尿バッグを袋から出し、接着シートのテープを外します。

③真ん中を外向けに二つ折りにして持ちます。



④足を開き、採尿バッグを生殖器領域にしっかりと貼り付けます。

※接着シートの穴の中心部が尿の出る部位になるようにしてください。

※接着シートが浮いていたり皮膚のしわの上に貼ると漏れやすいので、注意してください。

※接着シートを会陰部のくぼみに貼り付けるときは、採尿口が肛門にかからないように充分注意してください。


【男児の場合】

陰茎の位置を自然な状態でバッグの中に配置し、接着面を周囲全体にしっかりと押しつけます。

～男の子の場合～



～女の子の場合～



【女児の場合】

接着シートの下側を肛門よりも少し上の位置で貼り付けます。接着は下から上に行い、陰唇を分けながら上方向に接着作業を行ってください。

⑤袋はお尻側に入れ、おむつをして完了です



2. 外し方

①おなか側から優しく外します。



②袋の底におしっこを集めて、採尿完了です。

